

MARKNADSDOMSTOLEN

Ink 2002-10-07

Dnr C24/02 Aktbil 16



Modeller

tillbaka

Med hjälp av **armstöd** är det möjligt för många fler att klara ett toalettbesök själv. Det är lätt att komplettera både den **vanliga toaletten** och **Top WC Matic** med våra armstöd, som monteras direkt på toalettstolen och varken kräver ingrepp i väggar eller golv. Ytbehandling: Poxypolyesterlack.

nästa produkt

INOGRA AV MÖNSTERSKYDDEN SAKNAS "ARMARNA".  
 DETTA ÄR EMELLERTID OUVISSENT-  
 LIGT OCH "BASENHEFEN" (HÄK-  
 ERAD MED RÖTT) ÄR DEN PRI-  
 MÖRA DELEN AV ARMSTÖDET.  
 ARMARNA ÄR UTBYTBARA,  
 (SAMTLIGA KONSTRUERADE OCH LEV. AV  
 KÖRANDE)

DESSA SKALL  
 BORT

Armstöd  
 Modeller

Tillbaka

tillbaka



**Top 1 standard**  
 Låsbart i uppfällt läge.  
 B 60 cm, D 53 cm, H 28 cm

Beställningsnummer: MÖNSTERSKYDD BIL 16  
 517

**Top 2 variabel**  
 Varje sida höj- och sänkbar  
 B 60 cm, D 53 cm,  
 H 22 - 33 cm

Beställningsnummer: MÖNSTERSKYDD BIL 17  
 518

**Top 1 med vaddering**  
 Låsbart i uppfällt läge.  
 B 60 cm, D 53 cm, H 28 cm

Beställningsnummer: MÖNSTERSKYDD BIL 16  
 Top 1: 517,  
 Vaddering: 548  
 (passar också till Top 2/4)

**Top 3 med polstring**  
 Låsbart i uppfällt läge.  
 B 60 cm, D 45 cm, H 28 cm

Beställningsnummer: MÖNSTERSKYDD BIL 18  
 519  
 (finns endast med polstring)

**Top 4 smal barn**  
 Variabel höjd: 15 - 40 cm  
 Innermått: 36 cm

Beställningsnummer: MÖNSTERSKYDD BIL 17  
 520

**Top 5 barn med vaddering**  
 Variabel höjd: 15 - 40 cm  
 Innermått: 41 cm

Beställningsnummer: MÖNSTERSKYDD BIL 17  
 546  
 (finns endast med vaddering)

**Top 5 bred med vaddering**  
 Variabel höjd: 15 - 40 cm  
 Innermått: 62 cm

Beställningsnummer: MÖNSTERSKYDD BIL 17  
 547  
 (finns endast med vaddering)

15



Top WC Matic Service Produkter Prislista Kontakt

Barriär

Modeller

tillbaka

nästa produkt

För många är det möjligt att klara ett toalettbesök själv med extra sittstöd. **Barriärerna** är lätta att montera på **Top Armstöd 1 och 2**. De finns i olika bredder och är polstrade.

Barriärerna fixeras med hakar och glider inte ens vid mycket stor belastning. Ytbehandling: Poxypolyesterlack.

~~MARKNADSDOMSTOLEN~~  
Ink 2002-10-07  
Dnr Aktbil

MÖNSTERSKYDD  
BIL. 19

DESSA SKALL  
BORT

Barriär  
Modeller

upp

tillbaka

Priser



**Barriär Främe**  
Stabil, glider ej.  
Skyddar vid fall framåt.

Beställningsnummer:  
521



**Barriär Bakre**  
Mjukt skydd bakåt.  
Skyddar vid kast mot vattentanken.

Beställningsnummer:  
522



**Barriär Dubbel**  
Effektivt skydd vid fall framåt och kast bakåt.

Beställningsnummer:  
521+522

DOMSBILAGA 2

MARKNADSDOMSTOLEN

Ink 2002 -10- 07

Dnr C24/02 Aktbil 7

Vi har blivit  
äldre men  
också snyggare...



# Nöj dig bara med det bästa

Top WC Matic är ett överlägset hjälpmedel för den som av sjukdom, handikapp eller ålder inte kan klara toalettbesöket själv. För du blir garanterat ordentligt ren och torr.

Duschen är ställbar fram- och bakifrån, viktigt för minimal infektionsrisk hos kvinnor. Det är vi ensamma om. Top WC Matic har dessutom oslagbar driftsäkerhet, inga rörliga, krånglande och servicekrävande delar.

Välj Top WC Matic för tryggheten.

Beställ  
broschyr



Top WC Matic

Duschar rent - torkar torrt

019-16 41 30 • [www.topindustri.se](http://www.topindustri.se)

ALLT OM HJÄLPMEDEL NR 6 OKTOBER 2002

VÅR SITS/K6 WC-DUSCH, bil. 21, är identisk med denna anläggning. Det är vår skapelse!